

Napredno promišljanje o skrbi za pacijenta

Silovit napredak u zbrinjavanju fekalne inkontinencije



Služi Vam da:

Snizi rizik oštećenja kože

Snizi rizik infekcije

Osigura značajan iskorak
u skrbi za pacijenta



NOVI Flexi-Seal FMS služi
rješenju problema
vezanih uz fekalnu inkontinenciju.


NOVI Flexi-Seal FMS je
jednostavan i lagan
za uporabu.

1



Uvođenje

Prikladni džepić služi pravilnom uvođenju retencijskog balona.



2



Punjenje (inflacija)

Retencijski balon jednostavno se napuni, uporabom vode ili fiziološke otopine.



3



Zamjena

Vrećice za feces izmjenjuju se po potrebi i na lagan način.

4



Uklanjanje

Za potrebe uklanjanja jednostavno se ispuhne retencijski balon. (Na mjestu primjene ne smije ostati dulje od 29 dana.)

411100
411101

FLEXI-SEAL SET (1 x 1 kom)
FLEXI-SEAL VREĆICE ZA FECES (1 x 10 kom)

 **Stoma medical**

Savska 41/ IX, 10000 Zagreb
TEL: 01 / 5508-999 • FAX: 01 / 6177-217
prodaja i savjetovalište: Ozaljska 148 (REMIZA), 10110 Zagreb
TEL: 01 / 3090-359, 3015-949, 3015-950 • FAX: 01 / 3090-358

