

NOVO

Na listi HZZO-a

Versiva[®]XC[™]
Gelling Foam Dressing

Pogledajte što će gelirajuća pjena učiniti za ranu vašeg pacijenta



Jedinstvena gelirajuća pjena

kombinacija je jednostavnosti "pjena" i prednosti ConvaTec Hydrofiber[®] Tehnologije





Maceracija okolne kože pri korištenju tradicionalnih "pjena" može povećati ranu i broj bakterija, te usporiti cijeljenje



Pogledajte kako Versiva XC -gelirajuća pjena čuva okolnu kožu

Jedinstvene osobine Versive[®]XC[™]

- Dizajnirana da upije eksudat iz rane i **štiti okolnu kožu**
- Pravilnom primjenom onemogućuje **maceraciju** okolne kože
- Pruža izuzetnu **udobnost za pacijenta** tijekom nošenja i skidanja prijetoja
- Različitih oblika sa **ljepljivim i neljepljivim rubom - može se rezati**

Versiva[®]XC[™] osigurava ravnotežu apsorpcije, retencije i evaporacije

- Hidrokoloidni kontaktni sloj nježno adherira na okolnu kožu i time omogućuje **prijetov bez boli**
- Hydrofiber[®] tehnologija zaključava eksudat i pod kompresijom. Gelira u kontaktu sa sekretom ali samo do ruba rane. Sposobnost vertikalne apsorpcije pomaže **prevenciji od maceracije**
- Jedinstveni vanjski sloj pjena-film je **vodootporan i bakterijska/viralna barijera**

dimenzije (cm)	pakir. (kom)	ConvaTec kod	šifra HZZO
neljepljivi rub			
7,5 x 7,5	10	410606	-
11 x 11	10	410607	EPSM357
14 x 14	5	410608	EPSM365
20 x 20	5	410614	-
ljepljivi rub			
10 x 10	10	410609	EPSM357
14 x 14	10	410610	EPSM365
19 x 19	5	410615	-
22 x 22	5	410611	-
18,5 x 20,5	5	410612	-
21 x 25	5	410613	-

